


Cuscinetto bassa velocità 4x9x4 acciaio, ZZ



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 4x9x4mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia.

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: CM421

Categorie: Diametro interno 4-5

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità 4x9x4mm, Tecnomed Italia liscio, ricambio per manipolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 4x9x4mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi