

Cuscinetto bassa velocità 5x10x3 acciaio, Z



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 5x10x3mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su un lato, brand Tecnomed Italia.

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: HM536

Categorie: Diametro interno 4-5

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità 5x10x3mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 5x10x3mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su un lato
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi