


Cuscinetto bassa velocità 5x11x5 acciaio, ZZ



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 5x11x5mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia.

Disponibile

COD: CM534

Categorie: Diametro interno 4-5

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità 5x11x5mm Tecnomed Italia, ricambio per manipolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 5x11x5mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi