

## Cuscinetto bassa velocità 5x8x2mm liscio flangiato, sfere acciaio



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 5x8x2mm, liscio flangiato, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su un lato, brand Tecnomed Italia.

**Spedizione prevista in 15 giorni circa**

**COD:** CM523

**Categorie:** Diametro interno 4-5

### Descrizione

---

Cuscinetto liscio flangiato per manipolo bassa velocità 5x8x2mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 5x8x2mm
- Cuscinetto liscio flangiato
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su un lato
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi