

Cuscinetto bassa velocità 5x8x2 acciaio



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 5x8x2mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, brand Myonic, compatibile con KaVo, Ivory, Bien-Air e NSK.

Disponibile

COD: CM512

Categorie: Diametro interno 4-5

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità, 5x8x2mm, Myonic, ricambio per manipoli odontoiatrici, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Compatibilità manipoli

- KaVo SURGmatic S201XC/XL green ring: lato push
- KaVo SURGmatic S201L green ring: lato push
- Ivory SL4201C 20:1 green ring: lato push
- Bien-Air CA 1:1 L / Diamline blue ring: lato push
- Bien-Air CA 20:1 L / Diamline green ring: lato push
- NSK Ti-Max X-SG20L/DSG20L green ring: lato push
- NSK Ti-Max SG20 green ring: lato push
- KaVo C3 – CL3 – Ivory SL631C Head Green Ring 3:1: lato push

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 2mm, diametro interno 5mm, diametro esterno 8mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Brand Myonic
- Garanzia 12 mesi