

Cuscinetto bassa velocità 5x8x2,5mm liscio flangiato, sfere acciaio



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 5x8x2.5mm, liscio flangiato, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia.

Disponibile

COD: CM563M

Categorie: Diametro interno 4-5

Descrizione

Cuscinetto liscio flangiato per manipolo bassa velocità 5x8x2.5mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 5x8x2.5mm
- Cuscinetto liscio flangiato
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi