

Cuscinetto bassa velocità 5x9,525x3,175 acciaio, ZZ



Cuscinetto per manipoło bassa velocità, dimensioni 5x9.525x3.175mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia.

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: CM556

Categorie: Diametro interno 4-5

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipoło bassa velocità 5x9.525x3.175mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipoło odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 5x9.525x3.175mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi