

Cuscinetto bassa velocità 5×9,525×3,175 acciaio, ZZ, groove



Cuscinetto per manopolo bassa velocità, dimensioni 5×9.525×3.175mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia.

Disponibile

COD: HM534

Categorie: Diametro interno 4-5

Descrizione

Cuscinetto manopolo bassa velocità 5×9.525×3.175mm Tecnomed Italia liscio è un ricambio per manopolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 5×9.525×3.175mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi