

## Cuscinetto bassa velocità 5x9x3 acciaio, ZZ



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 5x9x3mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia.

**Disponibile dal 19/06/2026**

**COD:** CM531

**Categorie:** Diametro interno 4-5

### Descrizione

---

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità 5x9x3mm Tecnomed Italia, ricambio per manipolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 5x9x3mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi