

## Cuscinetto bassa velocità 6,350×12,7×4,763 acciaio, ZZ



Cuscinetto per manipoło bassa velocità, dimensioni 6.350×12.7×4.763mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia.

**Disponibile**

**COD:** SS6350B

**Categorie:** Diametro interno 6-12

### Descrizione

---

Cuscinetto liscio per manipoło bassa velocità 6.350×12.7×4.763mm Tecnomed Italia, ricambio per manipoło odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 6.350×12.7×4.763mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi