

Cuscinetto bassa velocità 7x14x5mm liscio, sfere acciaio



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 7x14x5mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia.

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: CM761

Categorie: Diametro interno 6-12

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità 7x14x5mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 7x14x5mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi