

Cuscinetto bassa velocità 8x12x3,5 acciaio, ZZ



Cuscinetto per manipolo bassa velocità, dimensioni 8x12x3.5mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, brand Tecnomed Italia.

Disponibile

COD: HM811

Categorie: Diametro interno 6-12

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipolo bassa velocità 8x12x3.5mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipolo odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 8x12x3.5mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi