

Cuscinetto bassa velocità 8x14x4 acciaio, ZZ



Cuscinetto per manipoło bassa velocità, dimensioni 8x14x4mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, chiuso su entrambi i lati, brand Tecnomed Italia, KaVo K9 compatibile.

Disponibile

COD: K220148

Categorie: Diametro interno 6-12

Descrizione

Cuscinetto liscio per manipoło bassa velocità 8x14x4mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipoło odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Compatibilità

- KaVo K9 (EWL 955 Grey-Brown)

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 8x14x4mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cuscinetto chiuso su entrambi i lati
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi