


Cuscinetto bassa velocità 8x16x4mm liscio, sfere acciaio



Cuscinetto per manipoło bassa velocità, dimensioni 8x16x4mm, liscio, gabbia in acciaio, sfere in acciaio, brand Tecnomed Italia.

Disponibile

COD: CM834

Categorie: Diametro interno 6-12

Descrizione

Cuscinetto per manipoło liscio bassa velocità 8x16x4mm, Tecnomed Italia, ricambio per manipoło odontoiatrico, con gabbia in acciaio e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 8x16x4mm
- Cuscinetto liscio
- Gabbia in acciaio
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Brand Tecnomed Italia
- Garanzia 12 mesi