

Cuscinetto turbina H2, 779×3,175×6,350 torlon ,acc., flang., Myonic



Cuscinetto per turbina, dimensioni 2.779×3.175×6.350mm, liscio flangiato, gabbia fenolica, sfere in acciaio, brand Myonic.

Disponibile

COD: CUT7T

Categorie: 3,175x6,350x2,779 flange

Descrizione

Il **cuscinetto turbina** 2.779×3,175×6,350mm Myonic liscio flangiato è un ricambio per turbina odontoiatrica ad alta velocità, con gabbia fenolica e sfere in acciaio.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 2.779×3,175×6,350mm
- Cuscinetto liscio flangiato
- Gabbia fenolica
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Brand Myonic
- Garanzia 12 mesi