

## Cuscinetto turbina 2.779×3.175×6.35mm torlon, ceramico, flangiato Myonic



Cuscinetto per turbina, dimensioni 2.779×3.175×6.350mm, liscio flangiato, gabbia fenolica, sfere in ceramica, brand Myonic.

**Disponibile**

**COD:** CB77C

**Categorie:** 3,175x6,350x2,380

### Descrizione

---

Cuscinetto turbina H 2.779×3.175×6.350mm Myonic liscio flangiato è un ricambio per turbina odontoiatrica ad alta velocità, con gabbia fenolica e sfere in ceramica.

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 2.779mm, diametro interno 3.175mm, diametro esterno 6.350mm
- Cuscinetto liscio flangiato
- Gabbia fenolica
- Sfere in ceramica
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Brand Myonic
- Garanzia 12 mesi