


## Cuscinetto turbina 2.779x3.175x6.35mm torlon, sfere acciaio, flangiato



Cuscinetto per turbina, dimensioni 2.778x3.175x6.350mm, flangiato, gabbia torlon, sfere in acciaio, brand Tecnomed Italia, compatibile con Star 430, Advantage e Vista.

**Disponibile**

**COD:** CU58S

**Categorie:** 3,175x6,350x2,779 flange

### Descrizione

---

Cuscinetto turbina H 2.778x3.175x6.350mm Tecnomed Italia flangiato è un ricambio per turbina odontoiatrica ad alta velocità, con gabbia torlon e sfere in acciaio.

### Compatibilità turbine

- Star 430: lato fresa e lato push
- Star Advantage: lato fresa e lato push
- Star Vista: lato fresa e lato push

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 2.778mm, diametro interno 3.175mm, diametro esterno 6.350mm
- Cuscinetto flangiato
- Gabbia torlon
- Sfere in acciaio
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Brand Tecnomed Italia
- Cross reference Timken DR54B2G
- Garanzia 12 mesi