

Cuscinetto turbina H2,87×3,175×7,520fen.,acciaio,groove,MIDWEST 361M



Cuscinetto turbina H 3.175x7.520x2.870mm a gradino, con gabbia fenolica e sfere in ceramica, compatibile con Midwest Stylus 540/541.

Disponibile

COD: CU36M

Categorie: 3,175x7,520x2,87 groove

Descrizione

Cuscinetto turbina H 3.175x7.520x2.870mm a gradino, Tecnomed Italia, ricambio per turbina odontoiatrica ad alta velocità, con gabbia fenolica e sfere in ceramica.

Compatibilità turbine

- Midwest Stylus 540/541: lato fresa e lato push

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: altezza 2.870mm
- Cuscinetto a gradino
- Gabbia fenolica
- Sfere in ceramica
- Contatto radiale
- Classe ABEC 7
- Cross reference Timken DA47Z4G-801