

Depuratore biofilm BR Metasys, con soluzione detergente da 1000ml

Depuratore biofilm BR Metasys, con soluzione detergente da 1000ml

Spedizione prevista in 15 giorni

COD: 40050501

Categorie: Decontaminatori Wek



Descrizione

Il Depuratore biofilm BR di Metasys è la soluzione perfetta per eliminare il biofilm dalle tubazioni del tuo riunito dentale, garantendo un ambiente più sicuro e igienico per i pazienti.

Questo dispositivo è progettato per rimuovere il biofilm esistente nelle condutture prima dell'installazione di un sistema di decontaminazione dell'acqua, come WEK o WEK Light. Il biofilm è una delle principali cause di contaminazione e cattivi odori nell'acqua dei riuniti dentali, e può danneggiare strumenti e unità dentali come manipoli e contrangoli. Il Dispositivo BR, insieme alla preparazione GREEN&CLEAN BR, agisce in soli 30 minuti per eliminare il biofilm e prevenire la formazione di nuovi depositi.

Punti di forza e caratteristiche:

- **Efficace rimozione del biofilm:** GREEN&CLEAN BR è una soluzione pronta all'uso a base di perossido di idrogeno (4%), che grazie al suo pH rompe i legami idrogeno del biofilm e ne consente l'ossidazione.
- **Facilità di utilizzo:** Il dispositivo è semplice da collegare e maneggiare, con la soluzione detergente che viene automaticamente pompata nell'unità di trattamento dentale.
- **Esposizione rapida:** Il tempo di esposizione varia da 30 minuti a un massimo di 1 ora, rendendo l'intero processo veloce ed efficiente.

Specifiche tecniche Depuratore biofilm BR di Metasys:

- Soluzione GREEN&CLEAN BR con perossido di idrogeno al 4%
- Rimozione biofilm in circa 30 minuti
- Facile da collegare e utilizzare
- Compatibile con i sistemi di decontaminazione WEK e WEK Light



Il Dispositivo di Rimozione del Biofilm BR di Metasys è la scelta ideale per chi desidera mantenere i propri riuniti dentali in uno stato igienico ottimale, prevenendo danni e garantendo la sicurezza dei pazienti.

Acquista da Tecnomed Italia i depuratore biofilm di Metasys e scopri una nuova dimensione di efficienza e affidabilità nei sistemi di decontaminazione idrica per studi dentistici. Ottimizza il tuo lavoro quotidiano con la tecnologia di aspirazione più avanzata sul mercato, con la sicurezza e la garanzia del servizio post vendita di Tecnomed Italia.