



Manipolo dritto VetLine 1:1 per usoveterinario, spray esterno, cieco

Manipolo dritto blu VetLine 1:1 per uso veterinario, con spray esterno, senza fibra ottica. Velocità massima 20.000 rpm.

Disponibile

COD: ANR177-O

Categorie: Manipoli

Descrizione

Il **manipolo dritto blu VetLine 1:1 per uso veterinario** è uno strumento rotante progettato per supportare le procedure di odontoiatria veterinaria in ambulatori e cliniche veterinarie.

Dotato di **rapporto di trasmissione 1:1**, consente una rotazione stabile e controllata, con velocità massima di **20.000 rpm**. È indicato per l'utilizzo con micromotori compatibili dotati di attacco **ISO standard / E-Type** e sistema spray esterno.

Compatto, robusto e maneggevole, è una soluzione pratica per integrare le procedure odontoiatriche veterinarie nelle postazioni Tecnomed e nei riuniti dentali veterinari compatibili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia: manipolo dritto per uso veterinario

Linea: VetLine

Rapporto di trasmissione: 1:1

Codice colore: blu

Attacco: ISO standard / E-Type

Spray: esterno

Fibra ottica: no

Velocità massima: 20.000 rpm

Sistema di fissaggio fresa: morsetto a ghiera

Utilizzo: odontoiatria veterinaria

Compatibilità: micromotori con attacco ISO standard / E-Type e spray esterno