

Disinfettante aree speciali Metasys H1, kit



Disinfettante aree speciali Metasys H1, kit 4 buste da 500 ml, per sistemi di aspirazione

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: 60010021

Categorie: Aree speciali

Descrizione

KIT Disinfettante aree speciali Metasys H1.

Concentrato per la pulizia continua del sistema di aspirazione, progettato per l'uso con il sistema d'igiene automatico METASYS H1.

Caratteristiche principali:

- **Azione antischiumogena:** ideale per mantenere il sistema di aspirazione efficiente.
- **Combinazione avanzata di principi attivi:** composti di ammonio quaternario, tensioattivi speciali ed enzimi.
- **Certificazione:** CE 0044.

Confezione KIT Disinfettante aree speciali Metasys H1: 4 buste da 500 ml.