



## Disinfettante aree speciali Metasys H1, kit

Disinfettante aree speciali Metasys H1, kit 4 buste da 500 ml, per sistemi di aspirazione

## Disponibile su richiesta

COD: 60010021

Categorie: Aree speciali

## **Descrizione**

KIT Disinfettante aree speciali Metasys H1.

Concentrato per la pulizia continua del sistema di aspirazione, progettato per l'uso con il sistema d'igiene automatico METASYS H1.

## Caratteristiche principali:

- Azione antischiumogena: ideale per mantenere il sistema di aspirazione efficiente.
- Combinazione avanzata di principi attivi: composti di ammonio quaternario, tensioattivi speciali ed enzimi.
- Certificazione: CE 0044.

Confezione KIT Disinfettante aree speciali Metasys H1: 4 buste da 500 ml.