

## Disinfettante aree speciali Metasys H1, kit



Disinfettante aree speciali Metasys H1, kit 4 buste da 500 ml, per sistemi di aspirazione

**Spedizione prevista in 15 giorni**

**COD:** 60010021

**Categorie:** Aree speciali

### Descrizione

---

KIT Disinfettante aree speciali Metasys H1.

Concentrato per la pulizia continua del sistema di aspirazione, progettato per l'uso con il sistema d'igiene automatico METASYS H1.

#### Caratteristiche principali:

- **Azione antischiumogena:** ideale per mantenere il sistema di aspirazione efficiente.
- **Combinazione avanzata di principi attivi:** composti di ammonio quaternario, tensioattivi speciali ed enzimi.
- **Certificazione:** CE 0044.

**Confezione KIT Disinfettante aree speciali Metasys H1:** 4 buste da 500 ml.