

Disinfettante aree speciali Metasys M2, kit

Disinfettante aree speciali Metasys M2, kit 2 flaconi 500ml e dosatore, per impianti d'aspirazione e separatori di amalgama

Spedizione prevista in 15 giorni

COD: 60010201

Categorie: Aree speciali



Descrizione

KIT Disinfettante aree speciali Metasys M2.

Concentrato duale per la pulizia, disinfezione e deodorazione quotidiana del sistema di aspirazione e dei separatori d'amalgama.

Caratteristiche principali:

- **Sistema duale (rosso/verde):** per una disinfezione completa e visibile.
- **Effetto antischiumogeno ottimale:** garantisce un funzionamento efficiente del sistema di aspirazione.
- **Facile da usare:** grazie al pratico dosatore integrato.
- **Prodotto enzimatico:** eccellente capacità di sciogliere le proteine.
- **Compatibilità universale:** ideale per tutti i separatori d'amalgama e i sistemi aria/acqua.
- **Certificazione:** CE 0044.

Disinfezione e pulizia del sistema di aspirazione con GREEN&CLEAN M2

- **Efficiente:** l'ampio spettro d'azione e l'elevata capacità pulente garantiscono un'igiene profonda.
- **Semplice:** facile e veloce da usare grazie al dosatore pratico.
- **Unico:** la combinazione cromatica rosso/verde offre un'indicazione visiva della presenza di principi attivi differenti, assicurando una disinfezione sicura e a lungo termine.

Confezione KIT Disinfettante aree speciali Metasys M2: 2 flaconi da 500 ml + dosatore blu (M2 KIT).