



Disinfettante aree speciali Metasys MB, ricarica 2

Disinfettante aree speciali Metasys MB ricarica 2, 4 flaconi 500 ml, per bacinella

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: 60020004

Categorie: Aree speciali

Descrizione

Disinfettante aree speciali Metasys MB ric2.

Ricarica detergente a base di acido citrico ed enzimi, specifico per la pulizia della bacinella.

Caratteristiche principali:

- **Eccezionale dissoluzione delle proteine:** grazie alla componente enzimatica.
- **Effetto antischiumogeno:** per un'azione di pulizia efficace e senza residui.
- **Combinazione avanzata di principi attivi:** composti di ammonio quaternario, tensioattivi ed enzimi.

Certificazione: CE 0044.

Confezione Disinfettante aree speciali Metasys MB ric2: 4 x flaconi da 500 ml.