

Disinfettante aree speciali Metasys WK, ricarica 1



Disinfettante aree speciali Metasys WK ricarica 1, 4 buste da 750 ml, per decontaminazione acqua e prevenzione calcare

Disponibile dal 24/04/2026

COD: 60040100-1

Categorie: Aree speciali

Descrizione

Disinfettante aree speciali Metasys WK ricarica1.

Soluzione al 2% a base di perossido di idrogeno per la decontaminazione e la prevenzione di depositi di calcare nelle condotte idriche del riunito dentale.

Caratteristiche principali:

- **Vasto spettro d'azione:** efficace contro una vasta gamma di agenti contaminanti.
- **Compatibilità:** adatto anche per sistemi a bottiglia.
- **Prevenzione del calcare:** evita la formazione di depositi di calcare nelle condotte.

Certificazione: CE 0044.

Sostanza attiva: perossido di idrogeno.

Dotazione Disinfettante aree speciali Metasys WK ricarica1: 4 flaconi da 750 ml (WK RICARICA 1)