



Disinfettante aree speciali Metasys WK, ricarica 2

Disinfettante aree speciali Metasys WK ricarica 2, 6 flaconi da 1000 ml, per decontaminazione acqua e prevenzione calcare

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: 60040101

Categorie: Aree speciali

Descrizione

Disinfettante aree speciali Metasys WK ricarica2.

Concentrato per la disinfezione delle canalizzazioni dell'acqua nei gruppi di trattamento dentistico.

CE 0044.

Codice 60040101: 6 flaconi da 1000 ml per METASYS WEK per riunito Eurodent (WK RICARICA 2)