



## Disinfettante gel mani Amigel, flacone ed erogatore da 250 ml

Gel igienizzante mani AMIGEL pronto all'uso, senza risciacquo, in flacone con erogatore da 250ml per un'igiene pratica e rapida.

**Disponibile**

**COD:** DIS0250G

**Categorie:** Attrezzatura

### Descrizione

---

AMIGEL è il gel igienizzante pronto all'uso studiato per l'igiene accurata di mani e avambracci. La sua formulazione consente un'applicazione rapida ed efficace, ideale per tutti i contesti in cui sono richiesti praticità, sicurezza e frequenza d'uso.

L'utilizzo con dispenser a muro con sensore automatico contribuisce a ridurre il rischio di contaminazioni crociate, migliorando la gestione dell'igiene in ambienti professionali e ad alta frequentazione.

L'applicazione è semplice: distribuire 3ml di prodotto sulle mani asciutte e frizionare per circa 30 secondi fino a completa asciugatura. Non necessita di risciacquo.

### Punti di forza

- Pronto all'uso
- Azione igienizzante rapida
- Indicato per mani e avambracci
- Non richiede acqua
- Ideale per utilizzo frequente
- Compatibile con dispenser automatici a muro
- Senza profumazioni
- Aiuta a mantenere il pH naturale della pelle
- La presenza di alcool di valore contribuisce a limitare l'inacidimento cutaneo