



Stampato il 01/06/2025

<https://shop.tecnomeditalia.com/prodotto/disinfettante-strumenti-metasyd-id-n-ricarica/>



## Disinfettante strumenti Metasys ID N, ricarica

Disinfettante strumenti Metasys ID N, ricarica, 1 tanica da 5l

**133,94 €**

**Disponibile su richiesta**

**COD:** 60030034

**Categorie:** Strumentario

### Descrizione

---

Disinfettante strumenti Metasys ID N ricarica.

Concentrato per la pulizia e disinfezione preventiva di strumenti odontoiatrici invasivi e non invasivi. Una confezione da 5 litri diluita all'1% produce 500 litri di soluzione pronta all'uso. Privo di aldeidi e fenoli, il prodotto è incluso negli elenchi VAH e offre una durata della soluzione diluita di 14 giorni.

#### Composizione e Specifiche:

- **Principi attivi avanzati:** composti di ammonio quaternario, alchilamina e inibitori di corrosione.
- **Certificazioni:** conforme CE 0044.

**Confezione disinfettante strumenti Metasys ID N ricarica:** 1 tanica da 5 litri.