



Disinfettante strumenti Metasys ID N, ricarica

Disinfettante strumenti Metasys ID N, ricarica, 1 tanica da 5l

Spedizione prevista in 15 giorni

COD: 60030034

Categorie: Strumentario

Descrizione

Disinfettante strumenti Metasys ID N ricarica.

Concentrato per la pulizia e disinfezione preventiva di strumenti odontoiatrici invasivi e non invasivi. Una confezione da 5 litri diluita all'1% produce 500 litri di soluzione pronta all'uso. Privo di aldeidi e fenoli, il prodotto è incluso negli elenchi VAH e offre una durata della soluzione diluita di 14 giorni.

Composizione e Specifiche:

- **Principi attivi avanzati:** composti di ammonio quaternario, alchilamina e inibitori di corrosione.
- **Certificazioni:** conforme CE 0044.

Confezione disinfettante strumenti Metasys ID N ricarica: 1 tanica da 5 litri.