

Disinfettante strumenti Metasys ID N start

Disinfettante strumenti Metasys ID N start, 4 flaconi 500 ml e dosatore

Disponibile

COD: 60030033

Categorie: Strumentario



Descrizione

Disinfettante strumenti Metasys ID N.

Concentrato per la pulizia e disinfezione preventiva di strumenti odontoiatrici invasivi e non invasivi. Una confezione da 5 litri diluita all'1% produce 500 litri di soluzione pronta all'uso. Privo di aldeidi e fenoli, il prodotto è incluso negli elenchi VAH e offre una durata della soluzione diluita di 14 giorni.

Composizione e Specifiche:

- **Principi attivi avanzati:** composti di ammonio quaternario, alchilamina e inibitori di corrosione.
- **Certificazioni:** conforme CE 0044.

Confezione Disinfettante strumenti Metasys ID N: 4 flaconi da 500 ml con dosatore.