



Disinfettante superfici Metasys MK, start 1

Disinfettante superfici Metasys MK, start 1, 1 dispenser con 70 salviette e 1 flacone da 750 ml SK

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: 60030130

Categorie: Superfici

Descrizione

Disinfettante Superfici Metasys MK start1

Salviette disinfettanti senza alcol, pronte all'uso, ideali per la disinfezione delle superfici sensibili all'alcol di dispositivi medici, come unità operative, maniglie e rivestimenti in pelle o simil-pelle.

Caratteristiche principali:

- **Efficacia prolungata:** previene l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria.
- **Formulazione avanzata:** nuova combinazione di composti di ammonio quaternario, esente da aldeidi, fenoli e fosfati.
- **Ampio spettro d'azione:**
 - **HBV, HIV, HCV:** disinfezione in soli 1 minuto.
 - **Battericida e fungicida:** efficacia in 1 minuto.

Certificazione: CE 0044.

Codice prodotto: 60030130

Confezione: dispenser con 70 salviette + flacone SK da 750 ml (MK START).