

Disinfettante superfici Metasys MT, kit 2



Disinfettante superfici Metasys MT, kit 2, 1 dispenser con 70 salviette più 5x70 salviette e una tanica da 5 litri SD

Disponibile su richiesta

COD: 60030094

Categorie: Superfici

Descrizione

Disinfettante superfici Metasys MT kit 2

Salviette disinfettanti senza alcol, pronte all'uso, ideali per la disinfezione delle superfici sensibili all'alcol di dispositivi medici, come unità operative, maniglie e rivestimenti in pelle o simil-pelle.

Caratteristiche principali:

- **Efficacia prolungata:** previene l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria.
- **Formulazione avanzata:** nuova combinazione di composti di ammonio quaternario, esente da aldeidi, fenoli e fosfati.
- **Ampio spettro d'azione:**
 - **HBV, HIV, HCV:** disinfezione in soli 1 minuto.
 - **Battericida e fungicida:** efficacia in 1 minuto.

Certificazione: CE 0044.

Codice prodotto: 60030130

Confezione Disinfettante superfici Metasys MT kit 2: dispenser con 70 salviette + 6 x 70 salviette + tanica SD da 5 litri (MT KIT 2).