

## Disinfettante superfici Metasys MT, kit 2



Disinfettante superfici Metasys MT, kit 2, 1 dispenser con 70 salviette più 5x70 salviette e una tanica da 5 litri SD

**Spedizione prevista in 15 giorni**

**COD:** 60030094

**Categorie:** Superfici

### Descrizione

---

Disinfettante superfici Metasys MT kit 2

**Salviette disinfettanti senza alcol**, pronte all'uso, ideali per la disinfezione delle superfici sensibili all'alcol di dispositivi medici, come unità operative, maniglie e rivestimenti in pelle o simil-pelle.

#### Caratteristiche principali:

- **Efficacia prolungata:** previene l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria.
- **Formulazione avanzata:** nuova combinazione di composti di ammonio quaternario, esente da aldeidi, fenoli e fosfati.
- **Ampio spettro d'azione:**
  - **HBV, HIV, HCV:** disinfezione in soli 1 minuto.
  - **Battericida e fungicida:** efficacia in 1 minuto.

**Certificazione:** CE 0044.

**Codice prodotto:** 60030130

**Confezione Disinfettante superfici Metasys MT kit 2:** dispenser con 70 salviette + 6 x 70 salviette + tanica SD da 5 litri (MT KIT 2).