



## Disinfettante superfici Metasys MT, kit 2

Disinfettante superfici Metasys MT, kit 2, 1 dispenser con 70 salviette più 5x70 salviette e una tanica da 5 litri SD

## Disponibile su richiesta

COD: 60030094 Categorie: Superfici

## **Descrizione**

Disinfettante superfici Metasys MT kit 2

**Salviette disinfettanti senza alcol**, pronte all'uso, ideali per la disinfezione delle superfici sensibili all'alcol di dispositivi medici, come unità operative, maniglie e rivestimenti in pelle o simil-pelle.

## Caratteristiche principali:

- Efficacia prolungata: previene l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria.
- Formulazione avanzata: nuova combinazione di composti di ammonio quaternario, esente da aldeidi, fenoli e fosfati.
- Ampio spettro d'azione:
  - **HBV**, **HIV**, **HCV**: disinfezione in soli 1 minuto.
  - o Battericida e fungicida: efficacia in 1 minuto.

Certificazione: CE 0044.

Codice prodotto: 60030130

Confezione Disinfettante superfici Metasys MT kit 2: dispenser con 70 salviette + 6 x 70 salviette + tanica SD da 5 litri (MT KIT 2).