

## Disinfettante superfici Metasys SD, kit

Disinfettante superfici Metasys SD, kit 5 flaconi da 750 ml + 2 flaconi spruzzatore

**Spedizione prevista in 15 giorni**

**COD:** 60030001

**Categorie:** Superfici



### Descrizione

---

Disinfettante superfici Metasys SD kit.

Disinfettante spray a nebulizzazione alcolica, ideale per la disinfezione delle superfici resistenti all'alcol di dispositivi medici, come unità operative, tavoli, pensili e ricettacoli.

#### Caratteristiche principali:

- **Efficacia prolungata:** previene l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria.
- **Formulazione avanzata:** nuova combinazione di alcoli, composti di ammonio quaternario e glyoxal, priva di formaldeide.
- **Ampio spettro d'azione:**
  - **HBV, HIV, HCV:** disinfezione in soli 30 secondi.
  - **Battericida e fungicida:** efficace in 1 minuto.
  - **Tuberculicida:** azione in 5 minuti.

**Certificazione:** CE 0044.

**Confezione Disinfettante superfici Metasys SD kit:** 2 flaconi con spruzzatore + 5 buste da 750 ml (SD KIT).