

Disinfettante superfici Metasys SD, kit

Disinfettante superfici Metasys SD, kit 5 flaconi da 750 ml + 2 flaconi spruzzatore

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: 60030001

Categorie: Superfici



Descrizione

Disinfettante superfici Metasys SD kit.

Disinfettante spray a nebulizzazione alcolica, ideale per la disinfezione delle superfici resistenti all'alcol di dispositivi medici, come unità operative, tavoli, pensili e ricettacoli.

Caratteristiche principali:

- **Efficacia prolungata:** previene l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria.
- **Formulazione avanzata:** nuova combinazione di alcoli, composti di ammonio quaternario e glyoxal, priva di formaldeide.
- **Ampio spettro d'azione:**
 - **HBV, HIV, HCV:** disinfezione in soli 30 secondi.
 - **Battericida e fungicida:** efficace in 1 minuto.
 - **Tuberculicida:** azione in 5 minuti.

Certificazione: CE 0044.

Confezione Disinfettante superfici Metasys SD kit: 2 flaconi con spruzzatore + 5 buste da 750 ml (SD KIT).