



## Disinfettante superfici Metasys SD, ricarica 2

Disinfettante superfici Metasys SD, ricarica 2, 1 tanica da 5 litri

**Disponibile**

**COD:** 60030003

**Categorie:** Superfici

### Descrizione

---

Disinfettante superfici Metasys SD ricarica2.

Disinfettante spray alcolico per la disinfezione delle superfici dei prodotti medici (superfici non sensibili all'alcol del riunito, tavoli, pensili o ricettacoli).

L'effetto prolungato impedisce l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria.

CE 0044.

Nuova combinazione avanzata di principi attivi: alcoli, composti di ammonio quaternario e glyoxal.

Senza formaldeide.

Spettro d'azione:

HBV-HIV-HCV: 30 secondi.

Battericida – fungicida: 1 minuto.

Tubercolicida: 5 minuti.

Codice 60030003: tanica da 5 litri (SD RICARICA 2).