

Disinfettante superfici Metasys SK,kit



Disinfettante superfici Metasys SK, intro kit, 6 flaconi da 750ml + 2 spruzzatori

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: 60030111

Categorie: Superfici

Descrizione

Disinfettante superfici Metasys SK intro kit.

Schiuma disinfettante senza alcol, ideale per la disinfezione delle superfici sensibili all'alcol di dispositivi medici, come unità operative, maniglie e rivestimenti in pelle o simil-pelle.

Caratteristiche principali:

- **Efficacia prolungata:** previene l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria.
- **Formulazione avanzata:** nuova combinazione di composti di ammonio quaternario, esente da aldeidi, fenoli e fosfati.
- **Ampio spettro d'azione:**
 - **HBV, HIV, HCV:** disinfezione in soli 1 minuto.
 - **Battericida e fungicida:** efficace in 1 minuto.

Certificazione: CE 0044.

Confezione disinfettante superfici Metasys SK intro kit: 6 flaconi da 750 ml + 2 spruzzatori (SK BASE).