



## Disinfettante superfici Metasys SK, ricarica

Disinfettante superfici Metasys SK, ricarica tanica da 5 litri

**Spedizione prevista in 15 giorni circa**

**COD:** 60030112

**Categorie:** Superfici

### Descrizione

---

Disinfettante superfici Metasys SK ricarica.

**Schiuma disinfettante senza alcol**, ideale per la disinfezione delle superfici sensibili all'alcol di dispositivi medici, come unità operative, maniglie e rivestimenti in pelle o simil-pelle.

#### Caratteristiche principali:

- **Efficacia prolungata:** previene l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria.
- **Formulazione avanzata:** nuova combinazione di composti di ammonio quaternario, esente da aldeidi, fenoli e fosfati.
- **Ampio spettro d'azione:**
  - **HBV, HIV, HCV:** disinfezione in soli 1 minuto.
  - **Battericida e fungicida:** efficace in 1 minuto.

**Certificazione:** CE 0044.

**Confezione Disinfettante superfici Metasys SK ricarica:** tanica da 5 litri.