



Disinfettante superfici Metasys SK, start

Disinfettante superfici Metasys SK, start, 1 flacone con spruzzatore da 750 ml

Disponibile su richiesta

COD: 60030110
Categorie: Superfici

Descrizione

Disinfettante superfici Metasys SK start.

Schiuma disinfettante senza alcol, ideale per la disinfezione delle superfici sensibili all'alcol di dispositivi medici, come unità operative, maniglie e rivestimenti in pelle o simil-pelle.

Caratteristiche principali:

- Efficacia prolungata: previene l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria.
- Formulazione avanzata: nuova combinazione di composti di ammonio quaternario, esente da aldeidi, fenoli e fosfati.
- Ampio spettro d'azione:
 - o HBV, HIV, HCV: disinfezione in soli 1 minuto.
 - o Battericida e fungicida: efficace in 1 minuto.

Certificazione: CE 0044.

Confezione disinfettante superfici Metasys SK start: flacone con spruzzatore da 750 ml (SK START).