



## Disinfettante superfici Metasys SK, start

Disinfettante superfici Metasys SK, start, 1 flacone con spruzzatore da 750 ml

**Spedizione prevista in 15 giorni**

**COD:** 60030110

**Categorie:** Superfici

### Descrizione

---

Disinfettante superfici Metasys SK start.

**Schiuma disinfettante senza alcol**, ideale per la disinfezione delle superfici sensibili all'alcol di dispositivi medici, come unità operative, maniglie e rivestimenti in pelle o simil-pelle.

#### Caratteristiche principali:

- **Efficacia prolungata:** previene l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria.
- **Formulazione avanzata:** nuova combinazione di composti di ammonio quaternario, esente da aldeidi, fenoli e fosfati.
- **Ampio spettro d'azione:**
  - **HBV, HIV, HCV:** disinfezione in soli 1 minuto.
  - **Battericida e fungicida:** efficace in 1 minuto.

**Certificazione:** CE 0044.

**Confezione disinfettante superfici Metasys SK start:** flacone con spruzzatore da 750 ml (SK START).