



Disinfettante superfici Metasys WD,3 x 120 salviette

Disinfettante superfici Metasys WD, kit, 1 dispenser da 120 salviette + 3 sacchetti di ricarica da 120 salviette

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: 60030011

Categorie: Superfici

Descrizione

Disinfettante superfici Metasys WD kit.

Salviette alcoliche in tessuto resistente allo strappo, ideali per la disinfezione esterna di piccole superfici e attrezzature mediche.

Caratteristiche principali:

- **Chiusura sigillata:** garantisce la conservazione del prodotto e la massima igiene.
- **Efficacia prolungata:** previene l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria.
- **Formulazione avanzata:** combinazione di alcoli, composti di ammonio quaternario e glyoxal, senza formaldeide.

Ampio spettro d'azione:

- **HBV, HIV, HCV:** disinfezione in 30 secondi.
- **Battericida e fungicida:** efficace in 1 minuto.
- **Tuberculicida:** azione in 5 minuti.

Certificazione: CE 0044.

Confezione disinfettante superfici Metasys WD kit: dispenser con 120 salviette + 3 buste da 120 salviette (WD KIT).