



# Disinfettante superfici Metasys WD,3 x 120 salviette

Disinfettante superfici Metasys WD, kit, 1 dispenser da 120 salviette + 3 sacchetti di ricarica da 120 salviette

#### Disponibile su richiesta

COD: 60030011 Categorie: Superfici

#### **Descrizione**

Disinfettante superfici Metasys WD kit.

Salviette alcoliche in tessuto resistente allo strappo, ideali per la disinfezione esterna di piccole superfici e attrezzature mediche.

### Caratteristiche principali:

- Chiusura sigillata: garantisce la conservazione del prodotto e la massima igiene.
- Efficacia prolungata: previene l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria.
- Formulazione avanzata: combinazione di alcoli, composti di ammonio quaternario e glyoxal, senza formaldeide.

## Ampio spettro d'azione:

- HBV, HIV, HCV: disinfezione in 30 secondi.
- Battericida e fungicida: efficace in 1 minuto.
- Tubercolicida: azione in 5 minuti.

Certificazione: CE 0044.

Confezione disinfettante superfici Metasys WD kit: dispenser con 120 salviette + 3 buste da 120 salviette (WD KIT).