

## Disinfettante superfici Metasys WD, ricarica



Disinfettante superfici Metasys WD, ricarica, 6 buste da 120 salviette

**Disponibile**

**COD:** 60030012

**Categorie:** Superfici

### Descrizione

---

Disinfettante superfici Metasys WD ricarica.

**Salviette alcoliche in tessuto resistente allo strappo**, ideali per la disinfezione esterna di piccole superfici e attrezzature mediche.

#### Caratteristiche principali:

- **Chiusura sigillata:** garantisce la conservazione del prodotto e la massima igiene.
- **Efficacia prolungata:** previene l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria.
- **Formulazione avanzata:** combinazione di alcoli, composti di ammonio quaternario e glyoxal, senza formaldeide.

#### Ampio spettro d'azione:

- **HBV, HIV, HCV:** disinfezione in 30 secondi.
- **Battericida e fungicida:** efficace in 1 minuto.
- **Tuberculicida:** azione in 5 minuti.

**Certificazione:** CE 0044.

**Confezione Disinfettante superfici Metasys WD ricarica.:** 6 buste da 120 salviette (WD RICARICA).