



Dispenser schiumogeno automatico senza contatto, 320ml. DISPONIB.: 8 pz

Dispenser disinfettante automatico da 350ml con sensore a infrarossi per erogazione contactless rapida e igienica.

Disponibile

COD: DE2000B.7

Categorie: Attrezzatura

Descrizione

Dispenser disinfettante automatico con sensore a infrarossi, progettato per l'erogazione contactless del prodotto e per una gestione dell'igiene mani più pratica, rapida e controllata. Il sistema trasforma il liquido in schiuma, migliorando la distribuzione sulle mani e contribuendo a ridurre gli sprechi fino al 50%.

La tecnologia anti-gocciolamento aiuta a mantenere più pulita l'area di utilizzo, mentre il rilevamento della mano a distanza di 0-5cm consente un'erogazione immediata in soli 0,25 secondi. Una soluzione adatta agli ambienti in cui è importante limitare il contatto diretto con le superfici e ottimizzare le procedure di igiene quotidiana.

Particolarità

- Sensore a infrarossi
- Erogazione automatica contactless
- Conversione del liquido in schiuma
- Sistema anti-gocciolamento
- Riduzione degli sprechi fino al 50%
- Tempo di erogazione: 0,25 secondi
- Distanza di rilevamento mano: 0-5cm
- Dimensioni: 73x73x190mm (LxPxH)