



## Distillatore elettrico Tecnostill, pvc e inox, 1.5lt/h, con accessori

Distillatore elettrico Tecnostill, esterno in pvc e vasca in inox, distilla 1.5lt/h completo di accessori

**Disponibile**

**COD:** DEA05Q

**Categorie:** Distillatori

### Descrizione

---

#### **Tecnostil distillatore d'acqua – Produzione rapida di acqua distillata pura per uso medico e odontoiatrico**

Il distillatore d'acqua **Tecnostil** è progettato per generare acqua distillata pura tramite ebollizione e ricondensazione forzata. Ideale per studi medici e odontoiatrici, garantisce una fornitura costante e sicura di acqua priva di impurità.

#### **Prestazioni affidabili e praticità d'uso**

Grazie alla sua efficienza, Tecnostil produce fino a **1.5 litri di acqua distillata all'ora**, assicurando la disponibilità immediata di liquido sterile per ogni applicazione clinica. Il **timer di spegnimento automatico** interviene in caso di esaurimento dell'acqua, evitando sprechi ed estendendo la durata del dispositivo.

#### **Struttura resistente e design funzionale**

L'esterno in **PVC bianco** offre una finitura elegante e facilmente pulibile, mentre la **vasca interna in acciaio inox** garantisce massima igiene, resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo.

#### **Semplicità di installazione e manutenzione**

Tecnostil è immediatamente pronto all'uso: basta collegarlo alla rete elettrica per iniziare la produzione di acqua distillata, senza bisogno di interventi tecnici o configurazioni complesse.

Componenti Distillatore Tecnostil pvc-inox DEA05Q:

- Distillatore
- Serbatoio
- Tappo serbatoio
- Filtro carboni
- Acido citrico
- Cavo alimentazione

Tabella comparativa distillatori Tecnostil:

Codice articolo	DEA05Q	DEA05QX
Termostato di sicurezza spegnimento	160 °C Automatico ad esaurimento acqua	160 °C Automatico ad esaurimento acqua o a tempo
Capacita? di distillazione L/h	1	1
Materiale esterno	Pvc bianco	Inox
Marteriale vasca	Inox	Inox
Regolazione della temperatura		•
Display		•
Alimentazione	230 vac	230 vac
Dimensioni (con serbatoio) mm	375x385	375x385
Peso Kg	3,5	3,5
Garanzia	24 mesi	24 mesi