



DOVA – Assistente vocale per studi dentistici, per Windows 10-11

D.O.V.A. è un assistente vocale avanzato per studi medici e dentistici che permette di gestire appuntamenti, cartelle cliniche e note operative tramite comandi vocali.

Spedizione prevista in 10 giorni

COD: FK811MTR

Categorie: PC all in one

Descrizione

D.O.V.A. – Dental Office Voice Assistant

D.O.V.A. – Dental Office Voice Assistant è un assistente vocale professionale per studi dentistici e sanitari, progettato per ridurre in modo significativo il tempo dedicato alla documentazione clinica grazie a una dettatura vocale ad alta precisione.

È la soluzione ideale per studi dentistici, studi medici, cliniche, ambulatori specialistici e studi veterinari che gestiscono quotidianamente un elevato volume di informazioni.

Durante le attività cliniche e organizzative, D.O.V.A. consente di trasformare la voce in testo digitale **in tempo reale**. In questo modo migliora la continuità del flusso di lavoro e l'organizzazione della documentazione sanitaria.

Punti di forza e caratteristiche

Dettatura vocale ad alta precisione

Progettato per ambienti professionali, D.O.V.A. garantisce una dettatura accurata e affidabile. È ideale per la compilazione di cartelle cliniche, note operative e documentazione sanitaria.

Microfoni wireless per utilizzo flessibile

I microfoni wireless permettono l'utilizzo in diversi contesti operativi e postazioni dello studio. Si adattano alle esigenze quotidiane del personale clinico e di supporto.

Riduzione dei tempi operativi

La digitalizzazione immediata delle informazioni vocali riduce sensibilmente il tempo dedicato alla gestione della documentazione. I dati risultano subito disponibili e aggiornati.



Supporto al lavoro dell'ASO e del team clinico

D.O.V.A. facilita l'organizzazione del lavoro dell'ASO e del personale di supporto. Migliora la collaborazione e la gestione delle informazioni all'interno dello studio.

Continuità del flusso di lavoro

L'assistente vocale affianca il team durante le attività quotidiane. In questo modo limita le interruzioni e favorisce una maggiore concentrazione sulle procedure cliniche.

Versatilità applicativa

Adatto a diversi contesti sanitari, si inserisce facilmente nei flussi di lavoro di strutture con esigenze operative differenti.

Specifiche tecniche

- **Tecnologia:** Assistente vocale professionale
- **Interazione:** Dettatura vocale ad alta precisione
- **Microfoni:** Due microfoni wireless inclusi
- **Pedali:** Tre pedali configurabili
- **Connessione:** Wireless
- **Compatibilità:** PC
- **Ambiti di utilizzo:** Studi dentistici, studi medici, cliniche, ambulatori, studi veterinari