



Easy Tray Nano inox – carrello elettrificato medicale, 3 tray

Carrello elettrificato medicale compatto in acciaio inox, con 3 vassoi sterilizzabili e gestione nascosta dei collegamenti elettrici. Ideale per studi clinici e odontoiatrici con spazi ottimizzati.

Disponibile

COD: OF1003XIN.01

Categorie: Carrelli

Descrizione

Easy Tray Inox Nano è un carrello elettrificato medicale compatto in acciaio inox, progettato per l'organizzazione e l'alimentazione di **apparecchiature elettromedicali, odontoiatriche e chirurgiche** in ambienti clinici e operatori.

Pensato per **studi dentistici, studi medici veterinari, ambulatori e sale operatorie**, consente di utilizzare dispositivi elettrici direttamente sul carrello, garantendo **ordine, sicurezza elettrica e igiene**, anche in spazi ridotti. È una soluzione ideale per la gestione di **strumentazioni cliniche, monitor, dispositivi elettromedicali e apparecchiature per la pratica quotidiana**.

Grazie all'**alimentazione integrata**, Easy Tray Inox Nano riduce l'ingombro dei cavi e migliora la **sicurezza operativa**, facilitando l'integrazione delle apparecchiature direttamente sul trolley medicale. La **gestione nascosta dei collegamenti elettrici** contribuisce a mantenere l'area di lavoro pulita, ordinata e facilmente sanificabile, ottimizzando il workflow e l'ergonomia durante le procedure cliniche.

La struttura compatta e stabile rende Easy Tray Inox Nano adatto a un **utilizzo clinico intensivo**, offrendo affidabilità nel tempo e semplicità d'uso, senza complessità superflue.

Caratteristiche principali

- **Carrello elettrificato medicale** per apparecchiature cliniche ed elettromedicali
- **Struttura in acciaio inox** resistente e facilmente sanificabile
- **3 vassoi estraibili e sterilizzabili** (465 × 315 × 20 mm)



- **Gestione nascosta dei collegamenti elettrici** per maggiore sicurezza e ordine
- **Design Nano compatto**, ideale per studi con spazi operativi ottimizzati
- **Ruote medicali con freno** per stabilità durante le procedure
- Indicato come **trolley medicale** per ambulatori, studi dentistici e ambienti chirurgici
- **Dimensioni:** altezza 87,5 x larghezza 60 x profondità 50 cm

Accessori opzionali (da ordinare separatamente)

- **Vassoio aggiuntivo** misura **415 x 300 x 20 mm** (rif. DE1003X.02)