



Stazione elettrificata apparecchiature elettromedicali Easy Tray Wall

Easy Tray Wall è una stazione elettrificata a parete progettata per supportare e alimentare apparecchiature elettromedicali in studi odontoiatrici e ambienti clinici. Dotata di braccio orientabile e 3 tray removibili in acciaio inox per l'organizzazione di dispositivi e strumenti medicali.

Disponibile su richiesta

COD: OF1003BP

Categorie: Carrelli

Descrizione

Easy Tray Wall – stazione elettrificata a parete con 3 tray inox per apparecchiature elettromedicali

Easy Tray Wall è una **stazione elettrificata per apparecchiature elettromedicali** progettata per il supporto e l'alimentazione dei dispositivi in studi odontoiatrici, ambulatori e ambienti clinici.

La struttura elettrificata consente il collegamento diretto delle apparecchiature medicali, mantenendo la postazione di lavoro ordinata, sicura e funzionale.

Il **braccio orientabile a doppio snodo** permette di posizionare facilmente i dispositivi nella posizione operativa più ergonomica durante le procedure cliniche.

Il sistema è dotato di **3 tray removibili in acciaio inox medicale**, progettati per organizzare strumenti e apparecchiature in modo pratico, garantendo superfici resistenti, igieniche e facilmente sanificabili.

Il **fissaggio a parete** consente di ottimizzare lo spazio operativo, mantenendo le apparecchiature sempre accessibili senza occupare superficie a pavimento.

Questa configurazione riprende la logica dei sistemi di supporto utilizzati nelle sale operatorie, adattandola alle esigenze degli studi dentistici e degli ambienti clinici.

Easy Tray Wall rappresenta una soluzione compatta ed efficiente per l'organizzazione delle apparecchiature medicali, migliorando ergonomia operativa, ordine e gestione dei dispositivi durante le attività cliniche.



Caratteristiche principali

- **supporto a parete per apparecchiature elettromedicali**
- **struttura elettrificata con prese integrate**
- **braccio orientabile a doppio snodo**
- **3 vassoi estraibili e sterilizzabili (465 x 315 x 20 mm)**
- **superfici facilmente sanificabili**
- **struttura in acciaio con finitura bianca resistente per ambienti medicali**
- **progettato per studi odontoiatrici, cliniche e ambulatori**